




Ref: 4801 (derecho)  
Ref: 4802 (izquierdo)



Ref: 4803 \*



Ref: 5501 (derecho)  
Ref: 5502 (izquierdo)

### SOPORTE DE HOMBRO UNILATERAL

#### Características

Hombro de neopreno en 3 mm., en forma de manga y sujeción en la axila contralateral.

#### Efectos

Termocompresión, sujeción de la articulación.

#### Indicaciones

Subluxaciones de la articulación escapulo-humeral. Ligeros inestabilidades. Procesos dolorosos de larga duración.

#### Modelos

Ref: 4801: Derecha

Ref: 4802: Izquierda

#### Colores

Ref: 4801/Ref: 4802: Azul

Ref: 5801/Ref: 5802: Beige

### SOPORTE DE HOMBRO BILATERAL

#### Características

Hombro de neopreno doble en 3 mm., en forma de chaleco y cierre anterior de velcro.

#### Efectos

Termocompresión, sujeción de la articulación.

#### Indicaciones

Subluxaciones de la articulación escapulo-humeral. Ligeros inestabilidades. Procesos dolorosos de larga duración. Prevención en deportes o actividades donde la articulación se someta a grandes esfuerzos.

#### Colores

Ref: 4803: Azul

Ref: 5803: Beige


### CINTURON DE SUJECION PARA PROTESIS FEMORALES

#### Características

Construido en neopreno de 5 mm., consta de cierre en cintura y cincha de fijación en el muslo.

#### Color

Beige



Tallas validas para ambas referencias.  
\* Talla solo para Ref: 4803 toma de medidas contorno bajo pecho: 2 (70-75), 3 (75-80), 4 (80-90)

TALLAS	S/2	M/3	L/4
Perimetro en cm	A 32-40	40-48	48-56
Perimetro en cm	B 20-25	25-30	30-35



Perimetro de muslo en cm



Perimetro de cintura en cm

TALLAS	S/2	M/3	L/4
Perimetro cintura	85-100	85-110	105-125
Perimetro muslo	40-50	48-58	56-66



# compression


# Thermo-med®

ORLIMAN® elabora sus prendas termocompresivas con los mejores materiales existentes, fruto de los últimos avances tecnológicos. Todos sus componentes han sido probados para asegurar un inmejorable comfort y una alta calidad de uso.

Las prendas termocompresivas Thermo-med® favorecen tanto la prevención como la curación de lesiones. Gracias a las propiedades termoaislantes de sus componentes, estas prendas mantienen el calor corporal, de forma que los músculos y los tendones puedan trabajar a su temperatura óptima. Además, su uso permite alcanzar rápidamente dicha temperatura.

Su forro interior de suave toalla hipoalergénica ejerce un micromasaje sobre la piel, generando una capa de aire bajo la prenda.

Es muy aconsejable elegir adecuadamente la talla de la prenda. Ésta debe comprimir lo suficiente, pero sin llegar a dificultar la circulación de la sangre.



## Accesorios Thermo-med

### Rodetes Rotulianos



El modelo Rodete rotuliano de neopreno circular puede cortarse por las marcas y usarse como rodete de medialuna para desplazamientos medial o lateral.

**Ref. RR-ML-Negro NE**  
**RODETE MEDIA LUNA NEOPRENO**  
**Ref. RR-ML-Negro SIL**  
**RODETE MEDIA LUNA SILICONA**  
**Ref. RR-NE-Negro**  
**RODETE ROTULIANO NEOPRENO**

#### Características

La función de los rodetes circulares es el centraje rotuliano. La función de los rodetes media-luna es el centraje y la estabilización de la rótula cuando está tiende a desplazarse medial o lateralmente, o hacia arriba o hacia abajo. Estos rodetes son adaptables a las rodilleras de la familia Thermo-med.

#### Colocación

El rodete cuenta con un velcro de microgancho que se adapta pegándolo en la cara interna de la ortesis haciéndola coincidir con la ventana rotuliana, situándola según la función deseada.



## compression

La solicitud del expositor supone una compra determinada de productos Thermo-med.





Ref: 4100

**RODILLERA DE NEOPRENO CERRADA**

**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con rótula cerrada.

**Efectos**

Termocompresión, descarga y protección.

**Indicaciones**

Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.

**Colores**

Ref. 4100: Azul  
Ref. 5100: Beige



Ref: 4101

**RODILLERA DE NEOPRENO CON ROTULA ABIERTA**

**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con rótula abierta.

**Efectos**

Termocompresión, descarga, protección y centrado de la rótula.

**Indicaciones**

Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación. Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o descargar la rótula.

**Colores**

Ref. 4101: Azul  
Ref. 5101: Beige



Ref: 4102

**RODILLERA DE NEOPRENO CON ROTULA ABIERTA Y ESTABILIZADORES LATERALES**

**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con almohadilla patelar intercambiable.

**Efectos**

Termocompresión, descarga, protección, estabilidad mediolateral y centrado de la rótula.

**Indicaciones**

Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación. Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o descargar la rótula.

**Colores**


Ref. 4102: Azul  
Ref. 5102: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Tallas y alturas válidos para las tres referencias: 4100, 4101 y 4102



Perímetro por centro de rótula en cm




**Ref: 4103**
**RODILLERA DE NEOPRENO CON ROTULA ABIERTA, ESTABILIZADORES LATERALES Y CINCHAS DE SUJECION**
**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con estabilizadores laterales flexibles y cinchas de ajuste superior e inferior. Almohadilla patelar intercambiable.

**Efectos**

Termocompresión, descarga, protección, óptima estabilización de la articulación, centrado permanente de la rótula.

**Indicaciones**

Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.

**Colores**

Ref. 4103: Azul  
Ref. 5103: Beige


**Ref: 4103-A**
**RODILLERA DE NEOPRENO CON ABERTURAS, ESTABILIZADORES LATERALES Y CINCHAS DE AJUSTE**
**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con estabilizadores laterales flexibles y cinchas de ajuste superior e inferior. Almohadilla patelar intercambiable. Fácil de poner y quitar gracias a las aberturas en muslo y pantorrilla.

**Efectos**

Termocompresión, descarga, protección, estabilidad, centrado de la rótula, adaptación a anatomías específicas.

**Indicaciones**

Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.

**Colores**

Ref. 4103-A: Azul  
Ref. 5103-A: Beige


**Ref: 4104**
**RODILLERA DE NEOPRENO CON ROTULA ABIERTA, FLEJES METALICOS CON ARTICULACIONES POLICENTRICAS, ALMOHADILLA Y CINCHAS**
**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con flejes metálicos con articulación policéntrica y cinchas de ajuste superior e inferior. Almohadilla patelar intercambiable. Abertura en pantorrilla

**Efectos**

Termocompresión, descarga, protección, estabilidad, centrado permanente de la rótula.

**Indicaciones**

Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación. Inestabilidades capsuloligamentosas y mediolaterales.


**Colores**

Ref. 4104: Azul  
Ref. 5104: Beige



Altura: 34 cm

Perímetro por centro de rótula en cm



TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Tallas y alturas válidas para las referencias 4103, 4103-A y 4104



Ref: 4104-A

**RODILLERA DE NEOPRENO CON ABERTURAS EN MUSLO Y PANTORRILLA**

**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con flejes metálicos, articulación policéntrica y cinchas de ajuste superior e inferior. Almohadilla patelar intercambiable. Fácil de poner y quitar gracias a las aberturas en muslo y pantorrilla.

**Efectos**

Termocompresión, descarga y protección, estabilidad mediolateral y centrado de rótula.

**Indicaciones**

Inestabilidades ligamentosas. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.

**Colores**

Ref. 4104-A: Azul  
Ref. 5104-A: Beige



Ref: 4105

**RODILLERA DE NEOPRENO CON ROTULA ABIERTA, ESTABILIZADORES LATERALES Y RODETE DE SILICONA**

**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.

**Efectos**

Termocompresión, descarga, protección, micro-masaje sobre partes blandas articulares, centrado de la rótula.

**Indicaciones**

Lesiones femoropatelares. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Subluxaciones de rótula. Condromalacia rotuliana.

**Colores**

Ref. 4105: Azul  
Ref. 5105: Beige



Ref: 4106

**RODILLERA DE NEOPRENO ALMOHADILLADA**

**Características**

Rodillera de neopreno almohadillada.

**Efectos**

Termocompresión, descarga, prevención de golpes en zonas patelar, infrapatelar y rebordes condíleos.

**Indicaciones**

En procesos en los que se necesite calor y compresión. Traumatismos. Inflamaciones. Artrosis. Tratamientos postquirúrgicos. Rehabilitación. Bursitis. Molestias agudas y crónicas de rodilla. Prevención en trabajos con flexiones y apoyos en rótula.


**Colores**

Ref. 4106: Azul  
Ref. 5106: Beige



Altura: 34 cm. Ref: 4104-A  
Altura: 27 cm. Ref: 4105  
Altura: 27 cm. Ref: 4106

Perímetro por centro de rótula en cm



TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Tallas válidas para las tres referencias: 4104-A, 4105 y 4106


**Ref: 4109**
**RODILLERA DE NEOPRENO  
LIGAMENTOS CRUZADOS**
**Características**

Rodillera en neopreno de 5 mm con rótula abierta, almohadilla patelar intercambiable, cincha de ajuste y estabilizadores laterales. Abertura en pantorrilla.

**Efectos**

Termocompresión, descarga, protección.

**Indicaciones**

Distensiones rotulianas.  
Inestabilidad de ligamentos cruzados y laterales de rodilla.

**Colores**

Ref. 4109: Azul  
Ref. 5109: Beige


**Ref: 4110**
**CINCHA INFRAPATELAR  
DE NEOPRENO**
**Características**

Almohadilla de compresión infrapatelar con cierre de velcro.

**Efectos**

Compresión infrapatelar.

**Indicaciones**

Enfermedad de Osgood-Schlatter.

**Color**


Azul

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Perímetro por centro de rótula en cm



Altura: 34 cm. Ref: 4109/5109



Tallas	UNIVERSAL
--------	-----------



Ref: 4111

### RODILLERA ROTULIANA DE NEOPRENO

**Características**

Rodillera en neopreno de 5 mm con cincha de velcro infrapatelar y abertura patelar. Incorpora tubo compresor para comprimir el ligamento rotuliano, antes su inserción en la tuberosidad de la tibia, minimizando de esta manera los compromisos mecánicos.

**Efectos**

Termocompresión, sujeción infrapatelar y centrado de rótula.

**Indicaciones**

Enfermedad de Osgood-Schlatter.  
Condromalacia rotuliana.

**Colores**

Ref. 4111: Azul  
Ref. 5111: Beige



Ref: 4112 corta



Ref: 4113 larga

### RODILLERA NEOPRENO PARA CONTROL DE FLEXO-EXTENSION

**Características**

Rodillera en neopreno de 5 mm con articulación policéntrica de 0-15-30-60-90 grados de flexo-extensión. Cierres velcro en muslo y pantorrilla, aberturas poplíteas (1 cincha de ajuste en muslo y 1 en pantorrilla en Ref. 4112), (2 cinchas de ajuste en muslo y 2 en pantorrilla en Ref. 4113).

**Efectos**

Control mediolateral y de flexo-extensión de la rodilla, estabilidad, termocompresión.

**Indicaciones**

Tratamiento postoperatorio y post-quirúrgico de la rodilla. Rehabilitación después de lesiones.

Cuando interesa un rango de control de la movilidad de la rodilla intervenida (cirugía de ligamentos cruzados).

**Colores**


Ref. 4112/Ref. 4113: Azul  
Ref. 5112/Ref. 5113: Beige

**Modelos**

Ref. 4112: Corta  
Ref. 4113: Larga

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49


Perímetro por centro de rótula en cm



Altura: 15 cm

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Perímetro por centro de rótula en cm



Alturas:  
35 cm. Ref 4112/5112  
45 cm. Ref 4113/5113


**Ref: 4115**
**RODILLERA  
GENU-STAR  
DE NEOPRENO  
CONTROL DE  
FLEXO-EXTENSION**
**Características**

Rodilleras de neopreno de 5 mm con articulaciones monocéntricas para graduaciones fijas a 0-30-60-90 grados de flexo-extensión. Abertura femoral. Dobles cierres velcro en partes proximal y distal.

**Efectos**

Control mediolateral y de flexo-extensión de la rodilla, estabilidad, termocompresión.

**Indicaciones**

Tratamiento postoperatorio y post-quirúrgico de la rodilla. Inestabilidades crónicas. Rehabilitación después de lesiones.

**Colores**


Ref. 4115: Azul  
Ref. 5115: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49



Altura: 34 cm. Ref: 4115/4116

Perímetro por centro de rótula en cm


**Ref: 4116**
**RODILLERA  
ESTABILIZADORA  
DE NEOPRENO CON  
RODETE DE SILICONA,  
ESTABILIZADORES  
Y CINCHAS**
**Características**

Rodillera de neopreno de 5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona y cinchas con porción elástica para mejor ajuste. Aberturas traseras con velcro en muslo y pantorrilla para una mejor adaptación.

**Efectos**

Termocompresión y estabilidad, micromasaje intermitente mediante la almohadilla rotuliana que favorece la estimulación vascular y muscular. Las aberturas superior e inferior sirven para aligerar presiones excesivas.

**Indicaciones**


Tratamiento funcional en distensiones, inestabilidades y contusiones. Artrosis y artritis.

**Colores** Ref. 4116: Azul y Ref. 5116: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro cm	75-85	85-95	95-110	110-125



Altura delantera:  
16 cm



Altura trasera:  
28 cm



Punto de medición  
por trocánter

**Ref: 4201**
**FAJA  
DE NEOPRENO**
**Características**

Faja confeccionada en neopreno de 5 mm. Con cierre frontal de velcro de 10 cm y velour de 16 cm que facilita el ajuste y proporciona una mayor seguridad. Lleva cuatro ballenas plásticas traseras de soporte.

**Efectos**

Termocompresión y ajuste.

**Indicaciones**

Soporte y apoyo en prácticas deportivas. Profilaxis en trabajos donde exista una sobrecarga mecánica de la región lumbosacra. Patologías lumbares inespecíficas y prevención de lesiones de espalda.

**Colores**

Ref. 4201: Azul  
Ref. 5201: Beige





Ref: 4202

**FAJA DE NEOPRENO REFORZADA**

**Características**

Faja confeccionada en neopreno de 5 mm. Con cierre frontal de velcro que facilita el ajuste y proporciona una mayor seguridad. Con dos bandas tensoras de ajuste que proporcionan una mayor compresión.

**Efectos**

Termocompresión, óptimo ajuste anatómico y firme soporte lumbar.

**Indicaciones**

Lumbalgias. Dolores reumáticos. Actividades que requieran sobreesfuerzos continuos.

**Colores**

Ref. 4202: Azul  
Ref. 5202: Beige



Ref: 4203

**FAJA DE NEOPRENO CRUZADA CON ALMOHADILLA**

**Características**

Faja de neopreno de 5 mm. Con ballenas de acero, bandas cruzadas posteriores con cierre velcro anterior y almohadilla lumbar moldeable.

**Efectos**

Óptimo soporte de la zona lumbar mediante las bandas reguladoras que ofrecen una fuerte sujeción. Almohadilla moldeable que permite una mayor descarga de la zona lumbar.

**Indicaciones**

Lumbago. Lumbociática. Dolores reumáticos. Lumboartrosis. Atonía muscular. Procesos degenerativos. Fuerte contención en actividades que requieran esfuerzos continuados.

**Colores**

Ref. 4203: Azul y Ref. 5203: Beige



Color Azul

Ref: 4204

**BANDA ABDOMINAL DE NEOPRENO**

**Características**


Faja para ligera sujeción lumboabdominal sin refuerzos.

**Efectos**

Termocompresión y suave contención.

**Indicaciones**

Síntomas lumbares. Ligeras lumbalgias. Personas que necesiten una suave contención.



Color Azul

Ref: 4205

**FAJA SACROLUMBAR DE NEOPRENO**

**Características**

Bandas cruzadas en la zona posterior y flejes flexibles.

**Efectos**

Termocompresión y suave contención.

**Indicaciones**


Síntomas lumbares. Ligeras lumbalgias. Atonía y debilidad muscular.

Tallas y alturas válidas para las referencias 4202, 4203 y 4205

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro cm	75-85	85-95	95-110	110-125



Altura delantera: 16 cm



Altura trasera: 28 cm

Punto de medición por trocánter




**Ref: 4300**

## CODERA DE NEOPRENO

### Características

Codera confeccionada en neopreno de 3 mm con forma y vivos en las zonas distales para evitar la migración de la codera.

### Efectos

Termocompresión, descarga, protección y soporte.

### Indicaciones

Prevención de lesiones deportivas.

### Colores

Ref. 4300: Azul  
Ref. 5300: Beige


**Ref: 4301**

## CODERA EPICONDILITIS DE NEOPRENO

### Características

Codera confeccionada en neopreno de 3 mm con cinta de velcro que hace presión a nivel del epicóndilo y tiene dos almohadillas intercambiables.

### Efectos

Termocompresión, descarga, protección y soporte

### Indicaciones

Epicondilitis (codo de tenista).  
Epitrocleititis (codo de golfista).

### Colores

Ref. 4301: Azul  
Ref. 5301: Beige


**Ref: 4302**

## BRAZALETE EPICONDILITIS EN NEOPRENO

### Características

Banda en neopreno de 3 mm reforzada con una cincha de velcro y una almohadilla ajustable de plastazote.

### Efectos

Termocompresión descarga y protección.

### Indicaciones

Prevención de lesiones deportivas y laborales.  
Epicondilitis (codo de tenista).  
Epitrocleititis (codo de golfista).

### Colores



Ref. 4302: Azul  
Ref. 5302: Beige

Tallas válidas para las referencias 4300 y 4301

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Perímetro en cm	21-24	24-26	26-29	29-32	32-35



Perímetro en cm por centro de codo



Tallas UNIVERSAL



**Ref: 4303**

**CODERA  
DE NEOPRENO  
ALMOHADILLADA**

**Características**

Codera confeccionada en neopreno de 3 mm con zona de refuerzo en 3 mm. Tiene forma y vivos en las zonas distales para evitar la migración de la prenda.

**Efectos**

Prevención de golpes en la zona. Protección y calor.


**Indicaciones**

Indicada para la práctica deportiva.

**Colores**

Ref. 4303: Azul  
Ref. 5303: Beige

<b>TALLAS</b>	XS/1	S/2	M/3
<b>Perímetro cm</b>	21-24	24-26	26-29
<b>TALLAS</b>	L/4	XL/5	
<b>Perímetro cm</b>	29-32	32-35	



**Ref: 4400**

**TOBILLERA  
DE NEOPRENO  
CERRADA**

**Características**

Tobillera confeccionada en neopreno de 5 mm con vivo en la parte superior para un mejor ajuste.

**Efectos**

Termocompresión y estabilización.

**Indicaciones**

Ligeros esguinces.  
Tendinitis.  
Post-operatorios.  
Recidivas.

**Colores**

Ref. 4400: Azul  
Ref. 5400: Beige

Tallas válidas para las referencias 4400 y 4401



<b>TALLAS</b>	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
<b>Perímetro en cm</b>	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34



**Ref: 4401**

**TOBILLERA  
DE NEOPRENO  
CON VENDAJE  
CRUZADO**

**Características**

Tobillera en neopreno de 5 mm abierta con velcros de ajuste en la parte superior. Cincha elástica de ajuste en velcro y velour para hacer control de la pronación y supinación del tobillo.

**Efectos**

Termocompresión y estabilización, mayor sujeción articular mediante la banda elástica.

**Indicaciones**

Ligeros esguinces.  
Tendinitis.  
Post-operatorios.  
Recidivas.

**Colores**

Ref. 4401: Azul  
Ref. 5401: Beige


**Ref: 4402**

### TOBILLERA DE NEOPRENO ABIERTA

#### Características

Tobillera en neopreno de 5 mm abierta con velcros de ajuste en la parte superior.

#### Efectos

Termocompresión y estabilización.

#### Indicaciones

Ligeros esguinces.  
Tendinitis.  
Post-operatorios.  
Recidivas.

#### Colores

Ref. 4402: Azul  
Ref. 5402: Beige


**Ref: 4403**

### TOBILLERA DE NEOPRENO CON CREMALLERA

#### Características

Tobillera de neopreno de 5 mm con cremallera lateral para facilitar el ajuste y la adaptación.

#### Efectos

Termocompresión y estabilización.

#### Indicaciones

Ligeros esguinces.  
Tendinitis.  
Post-operatorios.  
Recidivas.  
Cuando exista inflamación o edema que dificulta la colocación.

#### Colores

Ref. 4403: Azul  
Ref. 5403: Beige


**Ref: 4404**

### TOBILLERA ESTABILIZADORA DE NEOPRENO CON PLACAS DE TERMOPLASTICO

#### Características

Tobillera en neopreno de 5 mm con banda cruzada y placas maleolares plásticas interna y externa extraíbles. Su colocación puede ser tanto en lado izquierdo como derecho, para evitar molestias y rozaduras en su colocación, las placas se encuentran identificadas como interna y externa.

#### Efectos

Termocompresión y estabilización.  
Mayor sujeción articular.

#### Indicaciones

Inestabilidad ligamentosa.  
Tendinitis. Post-operatorios.  
Recidivas.

#### Colores

Ref. 4404: Azul  
Ref. 5404: Beige

Tallas válidas para las tres referencias: 4402, 4403 y 4404



Perímetro en cm por tobillo

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Perímetro en cm	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34



Ref: 4500

### MUSLERA DE NEOPRENO

#### Características

Muslera en neopreno de 3 mm. Con viveados distales elásticos, confeccionada en forma cónica que se adapta a las diferentes circunferencias del muslo.

#### Efectos

Soporte, compresión y calor.

#### Indicaciones

Prevención de desgarros musculares, principalmente en cuádriceps y abductores.

#### Colores

Ref. 4500: Azul  
Ref. 5500: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro	45-48	48-52	52-57	57-64



Perímetro en cm de muslo



Ref: 4700

### PANTALON DE NEOPRENO MEDIA ALTURA

#### Características

Pantalón confeccionado en neopreno de 2 mm ideal para la práctica deportiva. Cierre con cremallera frontal que facilita la adaptación.

#### Efectos

Calor y compresión

#### Indicaciones

Ideal para prevenir lesiones en deporte. Situaciones de sobrecarga. Problemas inguinales.

#### Color

Ref. 4700: Azul  
Ref. 5700: Beige

Tallas válidas para las referencias 4700 y 4701



Perímetro en cm de cintura

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm	75-85	85-95	95-105	110-115



Ref: 4701

### PANTALON DE NEOPRENO ALTO

#### Características

Pantalón confeccionado en neopreno de 2 mm. ideal para la práctica deportiva. Con una altura suficiente para dar calor a los músculos lumbares y aumentar la sudoración en esta zona. Cierre con cremallera frontal que facilita la adaptación.

#### Efectos

Calor, compresión y aumento de la sudoración.

#### Indicaciones

Ideal para prevenir lesiones en deporte, sobre todo en personas con debilidad en la musculatura lumbar. Situaciones de sobrecarga. Problemas inguinales.

#### Color

Ref. 4701: Azul  
Ref. 5701: Beige


**Ref: 4702**

### PANTALON DE NEOPRENO SHORT

#### Características

Pantalón confeccionado en neopreno de 2 mm. ideal para la práctica deportiva. Sin cierres, al ser un modelo corto y de material elástico que permite adaptarse a cualquier anatomía.

#### Efectos

Calor y compresión.

#### Indicaciones

Ideal para prevenir lesiones en deporte. Situaciones de sobrecarga. Problemas inguinales.

#### Color

Ref. 4702: Azul  
Ref. 5702: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro	75-85	85-95	95-105	110-115



Perímetro en cm de cintura


**Ref: 4800**

### PANTORRILLERA DE NEOPRENO

#### Características

Pantorrillera fabricada en neopreno de 3 mm. Con vivos distales elásticos está fabricada de forma cónica que se adapta a las diferentes anatomías de pantorrilla.

#### Efectos

Soporte, calor y compresión.

#### Indicaciones

Indicada en las patologías musculares. Para la protección de la espina anterior de la tibia.

#### Colores

Ref. 4800: Azul  
Ref. 5800: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro	27-29	29-32	32-35	35-39



Perímetro en cm de pantorrilla


**Ref: 4600**

### MUÑEQUERA DE NEOPRENO AJUSTABLE

#### Características

Muñequera confeccionada en neopreno de 3 mm. con cierre velcro ajustable.

#### Efectos

Termocompresión y estabilización.

#### Indicaciones

Prevención de lesiones de muñeca.

#### Colores

Ref. 4600: Azul  
Ref. 5600: Beige

Tallas	UNIVERSAL
--------	-----------



Ref: 4601 (derecha)  
Ref: 4602 (izquierda)

### MUÑEQUERA FERULA EN NEOPRENO

**Características**

Muñequera en neopreno de 5 mm con pletina de aluminio con apoyo semiesférico palmar, extraíble, moldeable y cierre velcro.

**Efectos**

Termocompresión y estabilización.

**Indicaciones**

Inestabilidad por traumatismos leves. Tendinitis. Artritis.

**Modelos**

Ref. 4601: Derecha  
Ref. 4602: Izquierda

**Colores**

Ref. 4601/Ref. 4602: Azul  
Ref. 5601/Ref. 5602: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro	15-17	17-19	19-21	21-23



Perímetro en cm de muñeca



**Colores**

Ref. 4603: Azul  
Ref. 5603: Beige

Ref: 4603

### MUÑEQUERA VENDAJE EN NEOPRENO

**Características**

Muñequera confeccionada en neopreno de 2 mm. Especial para vendaje con cierre velcro que permite su utilización tanto en mano derecha como izquierda.

**Efectos**

Termocompresión y estabilización.

**Indicaciones**

Inestabilidades leves. Prevención en deporte. Prevención laboral cuando se realicen movimientos repetitivos de la muñeca.



**Colores**

Ref. 4607: Azul

Ref: 4607

### MUÑEQUERA VENDAJE CON PULGAR

Mismas características que 4603 pero con la particularidad de incluir dedil en la zona del pulgar, que nos da una ligera contención y aporte térmico en la articulación trapecio-metacarpiana, confeccionada en neopreno de 2 mm.

Tallas Ref. 4603 - 4607 UNIVERSAL



Ref: 4604

### MUÑEQUERA PULGAR EN NEOPRENO

**Características**

Muñequera en neopreno de 5 mm. Con cierre velcro y férula de pulgar moldeable.

**Efectos**

Termocompresión y estabilización.

**Indicaciones**

Inmovilización y protección de las articulaciones carpometacarpianas y metacarpofalángicas.

Inestabilidades leves de muñeca. Protección en la práctica deportiva.

**Colores**

Ref. 4604: Azul  
Ref. 5604: Beige

TALLAS	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro	15-17	17-19	19-21	21-23



Perímetro en cm de muñeca